

## 肝臓の脂肪量や硬さが数値で見られます！

当院の内科では、ウイルス性肝炎、脂肪肝などがある方の肝臓の線維化の程度を知るため、最先端の超音波機械を使って肝臓硬度(肝硬度)を数値で測定しています。さらに、肝臓内の脂肪量を測定出来る様になりました。

腹部超音波検査に追加して検査が出来ます。

痛みなど無く、安心安全に肝臓の硬さが数値化されます。

### LOGIQ S8 FS

### ご案内



#### 4階

#### 内科受付 (045-313-4033)

- 肝炎の診断がされた方で肝臓の硬さが心配な方
- 健診で脂肪肝の疑いがあると判定された方

#### 4階 (045-313-5047)

#### 健診室受付

- 人間ドック、健診として受けてみたい方

### 一口メモ

脂肪が肝臓に溜まる脂肪肝、ウイルスによる肝炎など、肝臓に炎症が起きることにより線維化が進行します。肝臓の線維化の把握には、従来、肝生検が必要とされています。肝生検は患者にとって侵襲的な検査方法であり、肝細胞を採取する場所が限定的な場合は、サンプリングエラー等の課題がありました。肝硬度の測定装置は非侵襲的で、投薬の治療効果判定及び脂肪肝の進行度、回復度などを従来の超音波検査の画像診断と一緒に把握することができます。

神奈川歯科大学附属横浜クリニック